

# 大家畜用吸血マット

# すいとる

## 総合カタログ

「すいとるS」と「すいとるSheet」は特許を取得致しました



### すいとるS

300×450mm

50個／箱

価格 ¥ 19,000- (税別)

#### 用途

- ・動物の解剖時に出る血液及び体液の飛散、流出の防止。
- ・血液、体液吸着後の処理が容易です。(焼却処理可能)
- ・解体時の作業安全性の向上
- ・病理解剖等への利用

#### 特徴

- ・吸収能力 血液3リットル程度／枚
- ・800℃以上で焼却時、ダイオキシン及び有毒ガスの発生がほとんどありません
- ・状況に応じて血液・水・油処理等、必要な枚数でご使用出来ますので無駄がありません。

#### 用途

- ・死亡牛のBSE検査時の採材に最適

#### 特徴

- ・特殊な折り目がついたPEシートの中に4枚のマットを装着して使用します。
- ・動物の解剖時に出る「大量」の血液及び体液の飛散、拡散防止
- ・血液、体液吸着後の処理が容易(焼却処分可能)
- ・「すいとるS」との併用でより大量の血液・体液に対応できます。



### すいとるSheet

900×900mm(450mm角×4)

10セット／箱

(専用マット40枚

+PE製シート10枚)

価格 ¥ 23,000- (税別)

#### 用途

- ・BSE採材、小動物解剖に。

#### 特徴

- ・薄くても特殊な折り目でサイドに漏れず優れた拡散防止性能を発揮
- ・広い面積で作業性UP 約1100×900mm
- ・焼却炉で簡単に処分できます
- ・特殊な紙の裏面をPEでラミネートすることにより吸収した液体を下へ通しません すいとるSとの併用でさらに効果を発揮します。



### すいとるL

約1100×900mm

40枚入／箱

価格 ¥ 23,000- (税別)

#### 特徴

- ・厚さ100μm、幅1350mm、長さ150mのロール状。
- ・原材料はPE(ポリエチレン)100%ですので使用後の処理が容易(焼却処分可能)

#### 用途

- ・お好きな長さ・大きさにカットして解剖台の上に敷いたり汚したくない場所へのカバー等、アイデア次第で用途が広がります。



### PEシート

1350mm×150m

100μm

価格 ¥ 15,000- (税別)